

# Instructions d'usage de l'écouvillon nasal

1

## Lavez-vous les mains.

Assurez-vous avant tout que vos mains soient propres (en utilisant du savon ou désinfectant pour les mains).



2

## Ouvrez l'emballage de l'écouvillon.


Sortez l'écouvillon de son emballage. Veillez à ne pas toucher le bout de celui-ci avec vos mains.




3

## Passer l'écouvillon dans votre nez.

Insérez délicatement toute la partie molle de l'écouvillon dans une narine jusqu'à sentir la gêne. En le faisant tourner, frottez l'écouvillon **4 fois** autour de la paroi de votre narine. Vous n'avez à appliquer qu'une pression légère pour insérer l'écouvillon dans votre narine. Toute l'extrémité de l'écouvillon doit être en contact dans votre narine. Recommencez ce procédé dans l'autre narine en utilisant le même écouvillon.



L'écouvillon doit être frotté sur la paroi intérieure et extérieure de votre narine.



Effectuer ce frottement dans les DEUX narines.

4

## Mettez ensuite l'écouvillon dans le tube.

Rendez-vous au point de dépose et laissez-y l'écouvillon dans le tube de collecte indiqué par le superviseur. Enfin, désinfectez convenablement vos mains une nouvelle fois.

